



G Lab
93, BdAnoual
20370 Casablanca

Recueil des selles : Coproculture

Ref : INS -R2-PV - 003
Version : 03
Applicable le : 23-12-2019



- Ouvrir le flacon stérile fourni par le laboratoire en prenant soin de mettre le couvercle à l'envers dans un endroit propre pour éviter toute contamination.
- Recueillir les selles directement dans le flacon (le remplir environ de moitié, sans le faire déborder).
- Bien fermer le couvercle du flacon.
- Mettre le flacon étiqueté dans le sachet fourni par le laboratoire.
- Les femmes doivent prêter attention afin de ne pas recueillir les urines également dans le flacon remis.